

Kneton Lab 95

Gebrauchsanweisung

Labor-Knetmasse auf Polysiloxanbasis, kondensationsvernetzend, sehr hohe Konsistenz, knetbar
Labor-Knetmasse für Vorwälle bei Reparaturen, für die Anwendung bei Kalt- und Heißpolymerisaten, usw.



Beiliegende Dokumente beachten



Gebrauchsanweisung beachten



Vor Sonnenlicht geschützt lagern



Trocken lagern



35 °C/95 °F
5 °C/41 °F

Empfohlene Lagertemperatur



25 °C/77 °F
15 °C/59 °F

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

Dosierung:

Zu einem gestrichenen Dosierlöffel

Kneton Lab 95 (ca. 17 g) kommen

2,0 cm Härterpaste (0,5 g)

Anwendung:

Kneton Lab 95 30 - 45 Sek. mit dem
Härter durchkneten.

Tipp:

Höhere Umgebungstemperaturen
beschleunigen die Abbindung.

Technische Daten:

- Mischen kann manuell oder maschinell erfolgen
- Mischzeit: **30 – 45 Sek.**
- Gesamtverarbeitungszeit: **1:30 Min.**
- Abbindezeit: **3 Min.**
- Shore-A Härte: **ca. 95**

Vorsicht:

Augenkontakt mit Härter vermeiden;
Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden.

Die Verwendung und Anwendung unserer Produkte liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Unsere schriftliche oder mündliche Beratung gilt, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, als unverbindlicher Hinweis. Eine Befreiung von der Pflicht zur eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Tauglichkeit für die beabsichtigte Anwendung ist dadurch nicht gegeben. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt.



(Hersteller)

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany

Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO 13485 • ISO 9001



Kneton Lab 95

Instruction for use

Laboratory moulding material on polysiloxane based, condensation cured, very high consistency, mouldable Kneadable silicone putty to form sectional moulds for dental repairs in the laboratory, suitable when using cold and hot curing acrylic resins, etc.



See enclosed documents



Read instructions for use



Keep away from sunlight



Keep dry

5 °C/41 °F — 35 °C/95 °F

Recommended storage temperature

15 °C/59 °F — 25 °C/77 °F

Recommended working temperature

Dosage:

To 1 level measuring spoon of **Kneton Lab 95** (about 17 g) 2.0 cm of hardener paste (0.5 g) are added.

Application:

Mix **Kneton Lab 95** with the hardener paste for 30 - 45 sec.

Hint:

Higher room temperatures will accelerate the setting.

Technical Data:

- mixing can be effected manually or by machine
- mixing time: **30 – 45 sec.**
- total working time: **1:30 min.**
- setting time: **3 min.**
- Shore-A hardness: **approx. 95**

Attention:

Avoid eye contact with the hardener;
avoid stains on clothes.

The user of our products is the only person responsible for the use and the application of our products. Our verbal and written advice has to be considered as advice without obligation also regarding possible protection rights of third parties. The user is not released from the obligation to check our products personally concerning suitability for the intended application. The perfect quality of our products is guaranteed according to our General Terms and Conditions.

In any case and for all damage our liability, is limited to the value of the goods supplied by us.



(manufacturer)

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany

Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO 13485 • ISO 9001

ERKODENT®